



aspirmatic® aspirmatic® cleaner

Produits complémentaires pour le nettoyage, la désinfection et l'entretien des systèmes d'aspiration. Sans aldéhyde.

Testés avec succès par les principaux fabricants de machines (Kavo, Sirona...) et par de nombreux services techniques.

Les avantages du produit

- sans aldéhyde
- non moussant – non colorant
- adapté à tous les séparateurs d'amalgames
- utilisation économique
- manipulation simple et sûre
- cleaner : puissant détergent / destruction du biofilm
- aspirmatic® system pratique d'utilisation grâce au socle ventouse bleu

Domaines d'application

Les produits complémentaires aspirmatic® et aspirmatic® cleaner garantissent la sécurité hygiénique lors du nettoyage et de la désinfection des systèmes d'aspiration.

aspirmatic® : pour la désinfection et l'entretien quotidien afin de nettoyer le système d'aspiration du cabinet dentaire et du crachoir. aspirmatic peut également être utilisé pour la désinfection des unités ORL.

aspirmatic® cleaner : pour le nettoyage spécial hebdomadaire et complémentaire du système d'aspiration du cabinet dentaire, du crachoir et des conduites d'écoulement.

Recommandations

aspirmatic®

A utiliser midi et soir pour un nettoyage désinfectant après avoir traité les patients.

aspirmatic® cleaner

A utiliser une à deux fois par semaine au lieu de la désinfection de midi.

L'**aspirmatic® system** permet de mélanger et d'évacuer facilement et simplement toutes les solutions. Les tuyaux d'aspiration sont faciles à brancher sur l'aspirateur.

Grâce à son socle ventouse bleu, le pot doseur aspirmatic® system reste stable durant tout le protocole de désinfection du système d'aspiration.

Précautions d'emploi

Le port de gants est préconisé en cas de manipulation de produits désinfectants irritants pour la peau.

Ne plus utiliser les produits une fois la date de péremption dépassée.

Conseils d'utilisation

aspirmatic®

- Verser d'abord l'eau dans l'aspirmatic® system jusqu'au niveau 1960 ml.
- Verser 40 ml d'aspirmatic® dans l'eau pour obtenir 2 l de solution à 2 %.
- Positionner les tuyaux d'aspiration sur les embouts adaptateurs de l'aspirmatic® system. La solution est aspirée automatiquement. Il restera systématiquement 600 ml de solution dans l'aspirmatic® system.
- Verser la solution restante dans le crachoir afin de nettoyer et désinfecter l'évacuation.
- Laissez agir la solution au moins 30 minutes, par exemple à la pause déjeuner et pendant la nuit.
- Nous recommandons les lingettes mikrozid® AF pour nettoyer la surface du crachoir et des tuyaux.

aspirmatic® cleaner

- Verser d'abord l'eau dans l'aspirmatic® system jusqu'au niveau 1900 ml.
- Verser 100 ml d'aspirmatic® cleaner dans l'eau pour obtenir 2 l de solution à 5 %.
- Positionner les tuyaux d'aspiration sur les embouts adaptateurs de l'aspirmatic® system. La solution est aspirée automatiquement. Il restera systématiquement 600 ml de solution dans l'aspirmatic® system.
- Verser la solution restante dans le crachoir afin de nettoyer et désinfecter l'évacuation.
- Laisser agir la solution 1 heure. Faire couler de l'eau claire dans les circuits pour éliminer les souillures dissoutes.

aspirmatic® / aspirmatic® cleaner

Activité microbiologique

aspirmatic® est :

• bactéricide NF EN 1040 • fongicide NF EN 1275 • virucide HBV, HCV (modèle BVDV) -HIV

Activité	5 min.	15 min	30 min	60 min.
Bactéricide NF EN 1040	2%			
Fongicide NF EN 1275	2%			
Virucide HBV HCV (modèle BVDV) Vacciniavirus	2%	2%		

Données relatives au produit

Composition :

100 gr d'aspirmatic® contiennent : 7,5 g chlorure de dioctylidiméthylammoniumchlorid.

Autres composants : tensio-actifs non ioniques, régulateur de mousse, régulateur de pH, inhibiteurs de corrosion, parfums, colorants.

100 gr d'aspirmatic® cleaner contiennent : acides organiques, tensio-actifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, colorants.

Données physico-chimiques :

aspirmatic®

Solution concentrée :

Aspect : liquide bleu clair
Valeur pH : ~ 7
Densité (20 °C) : ~ 0,99 g/cm³

Solution à 2 %

Aspect : liquide bleu laiteux
Valeur pH : ~ 8

aspirmatic® cleaner

Concentré

Aspect : liquide jaune clair
Valeur pH : ~ 0,9

Solution à 5 % ou 10 %

Aspect : liquide jaune clair
Valeur pH (5 %) : ~ 2,1
Valeur pH (10 %) : ~ 1,9

Étiquetage selon les Directives CE

aspirmatic®

Xi : Irritant.
R10 : Inflammable.
R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.
S26 : Irritant pour les yeux et la peau. Porter un vêtement de travail approprié, des gants de protection (en butyl par ex.) et un appareil de protection des yeux/du visage.
S37 : Porter des gants appropriés.

aspirmatic® cleaner

Xi : Irritant.
R10 : Inflammable.
R36 : Irritant pour les yeux et la peau.
S26 : Irritant pour les yeux et la peau. Porter un vêtement de travail approprié, des gants de protection (en butyl par ex.) et un appareil de protection des yeux/du visage.

Unités de conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence
aspirmatic® Flacon de 2 l	5 flacons / carton	150 108
Bidon de 5 L	unité	150 110
aspirmatic® cleaner Flacon de 2 l	5 flacons / carton	150 303

Accessoires

Désignation	Référence
Pot doseur aspirmatic® system (socle ventouse)	183 701
Pot doseur 50 ml	136 102
Clé d'ouverture pour bidon de 5 l	135 810
Robinet pour bidon de 5 l	135 501
Pompe pour bidon de 5 l (délivre 20ml / pression pompe)	117 101

Informations relatives à l'environnement

schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité et de sécurité élevés tout en préservant l'environnement.

Avis d'expert et informations

Une revue de littérature et des avis d'experts au sujet d'aspirmatic® et d'aspirmatic® cleaner sont disponibles sur demande.

Pour vos commandes : +33 (0)1 49 69 83 78

Consulter notre site internet : www.schuelke.fr

Informations réglementaires

aspirmatic® est un dispositif médical de classe IIa et aspirmatic® cleaner est un dispositif médical de classe I.

Marquage CE (organisme certificateur : DQS 0297).

aspirmatic® et aspirmatic® cleaner sont fabriqués par Schülke & Mayr GmbH (Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)

Utilisez les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Schülke & Mayr GmbH est certifié selon la norme EN ISO 9001, EN ISO 14001 et EN ISO 13485 (n° réf. 004567-MP23) et a validé un système de management de l'environnement selon Eco Audit Regulation (n° réf. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Téléphone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Télécopie +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Suisse
Téléphone +41 (0) 44 - 466 55 44
Télécopie +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke France SARL
28, rue d'Arcueil
94250 Gentilly
Téléphone +33 (0) 1-49 69 83 78
Télécopie +33 (0) 1-49 69 83 85
schuelkefrance.info@schuelke.com